

Legierungsübersicht

PLATINOR®, AUROPLADENT®, ECONOR®

Edelmetall-Dentallegierungen																		
Legierungen	Massengehalte in % (x < 0,1%)																	
	Au	Pt	Pd	Ir	Ru	Rh	Ag	Cu	Zn	Sn	In	Ga	Ge	Fe	Mn	Nb	Ta	
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen gem. DIN EN ISO 22674 und 9693																		
PLATINOR® AM 97	87,0	9,9	—	0,1	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	—	—	—	1, 2, 4	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM 88	86,5	11,0	—	—	—	0,5	—	—	0,8	—	0,8	—	—	—	0,1	—	0,3	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM 87	86,3	11,5	—	0,1	—	0,2	—	0,1	1,6	—	—	—	—	—	0,2	—	—	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM 86	86,0	11,4	—	0,1	—	0,9	—	—	—	—	1,0	—	—	—	0,2	—	0,4	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM 85	85,4	12,0	—	x	—	0,4	—	—	1,8	—	—	—	—	0,2	0,1	0,1	—	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM 77	77,5	18,9	—	0,1	—	0,5	—	—	2,0	—	0,8	—	—	0,2	—	—	—	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM G	72,0	13,6	—	x	—	0,7	10,0	—	3,0	—	—	—	—	—	0,2	—	0,4	AL-3.6 Bio
PLATINOR® AM 1	84,5	9,3	3,1	x	—	—	1,0	0,4	—	0,6	0,8	—	—	0,2	—	—	—	PLATINOR® AM 78
PLATINOR® AM 2	82,0	8,0	6,9	x	—	—	1,0	0,4	—	0,6	0,8	—	—	0,2	—	—	—	PLATINOR® AM 78
PLATINOR® AM 3	77,0	9,2	9,0	0,1	—	—	1,5	0,4	—	1,0	1,6	—	—	0,2	—	—	—	PLATINOR® AM 78
PLATINOR® AM 78	78,0	9,8	8,1	0,1	—	—	—	—	—	—	4,0	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® AM 78
PLATINOR® AM 75	75,0	—	19,0	x	x	—	1,0	0,4	0,5	2,0	2,0	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® AM 78
PLATINOR® AM 70	70,0	5,0	18,0	x	—	—	2,1	0,4	—	1,7	2,7	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® AM 78
Goldreduzierte Aufbrennlegierung gem. DIN EN ISO 22674 und 9693																		
PLATINOR® AM 4	59,5	0,2	32,3	0,2	—	—	—	0,4	—	4,7	2,6	—	—	0,1	—	—	—	PLATINOR® AM 5
PLATINOR® AM 5	52,0	—	38,0	—	—	—	—	—	—	—	8,5	1,5	—	—	—	—	—	PLATINOR® AM 5
Palladium-Basis Aufbrennlegierung gem. DIN EN ISO 22674 und 9693																		
ECONOR® AP 3	2,7	—	80,0	0,1	0,2	—	—	—	—	7,5	5,0	4,5	—	—	—	—	—	ECONOR® AP 5
ECONOR® AP 5	5,0	—	77,8	—	0,2	—	7,0	—	—	3,7	—	6,0	0,3	—	—	—	—	ECONOR® AP 5
ECONOR® U 2	—	—	57,0	0,1	0,2	—	33,0	—	0,3	6,7	2,7	—	—	—	—	—	—	ECONOR® U 3
ECONOR® U 3	—	—	67,4	—	0,1	—	19,5	—	—	9,5	1,0	2,5	—	—	—	—	—	ECONOR® U 3
Universalliegierungen, aufbrennfähig gem. DIN EN ISO 22674 und 9693																		
PLATINORM	73,8	9,0	—	0,1	—	—	9,2	4,4	2,0	—	1,5	—	—	—	—	—	—	PLATINORM
PLATINOR® M 2	75,0	9,0	—	x	—	1,0	12,5	—	2,0	—	—	—	—	—	—	0,5	—	PLATINOR® M 3
PLATINOR® M 3	72,3	9,0	—	0,1	—	0,7	14,0	—	3,0	—	0,5	—	—	—	—	—	0,4	PLATINOR® M 3
PLATINOR® M 4	73,4	1,4	5,5	0,1	—	—	16,0	—	3,0	0,5	—	—	—	—	—	0,1	—	AUROPLADENT® M
AUROPLADENT® M	58,0	1,9	9,0	0,1	—	—	27,5	—	2,5	—	1,0	—	—	—	—	—	—	AUROPLADENT® M
ECONOR® MG	34,2	2,0	16,0	—	0,1	—	35,9	—	—	—	11,5	—	—	0,3	—	—	—	AUROPLADENT® M
ECONOR® M	—	—	39,4	—	0,1	—	54,5	—	3,0	2,0	1,0	—	—	—	—	—	—	AUROPLADENT® M
Hochgoldhaltige Gusslegierungen gem. DIN EN ISO 22674																		
PLATINOR® I-PF	77,0	1,0	—	0,1	—	—	13,0	8,5	0,2	—	0,2	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® M 3
PLATINOR® PDF	72,5	4,5	—	—	—	—	14,0	7,5	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® PDF
PLATINOR® CF 4	69,0	4,0	5,9	x	—	—	17,7	—	3,3	—	—	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® CF 4
PLATINOR® G 4	69,8	4,0	2,0	—	—	—	13,6	9,1	1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® PDF
Goldreduzierte Gusslegierungen gem. DIN EN ISO 22674																		
AUROPLADENT® CF	53,9	—	10,0	x	—	—	30,0	—	4,0	—	2,0	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® CF 4
AUROPLADENT® H	57,0	—	4,9	x	—	—	27,0	10,0	1,0	—	—	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® CF 4
AUROPLADENT® O	45,0	—	8,1	x	—	—	33,3	13,0	0,5	—	—	—	—	—	—	—	—	PLATINOR® CF 4

Indikationen: 1: Inlays | 2: MOI-Inlays | 3: Brücken mittlerer Spannweite | 4: Brücken größerer Spannweite | 5: Brücken großer Spannweite | 6: Frästehntechnik | 7: Modellguss | 8: implantatgetragene Suprakonstruktionen.
 * a 0,3/a 0,5 x 200 mm