

Edelmetall-Dentallote

Zu jeder Legierung das passende Lot oder Laserdraht

Edelmetall-Dentallote für PLATINOR®, AUROPLADENT®, ECONOR® und BEDRA DENT®															
Legierungen	Massengehalte in % (x <= 0,1%)												Schmelz- intervall °C	Arbeits- temp. °C	Farbe
	Au	Pt	Pd	Ir	Ru	Ag	Cu	Zn	Sn	In	Mn	Ni			
Lote für Aufbrennlegierungen gem. DIN EN ISO 9333															
PLATINOR® AM-W-Lot	66,0	–	11,0	–	–	18,0	1,5	1,5	–	2,0	–	–	1020 – 1130	1090	weiß
PLATINOR® AM-Lot	80,0	–	7,5	–	–	8,0	3,9	0,6	–	–	–	–	1040 – 1130	1070	gelb
PLATINOR® CPF-Lot 1	64,0	0,4	–	0,1	–	34,9	–	–	–	0,6	–	–	1020 – 1040	1030	gelb
PLATINOR® AM-L-Lot	62,0	–	0,9	x	–	36,0	–	–	–	1,0	–	–	1010 – 1040	1025	gelb
PLATINOR® APF-Lot	62,0	1,0	–	x	–	36,0	0,5	–	–	0,5	–	–	1000 – 1040	1010	gelb
PLATINOR® M-Lot 1	60,0	0,5	–	0,1	–	35,8	–	1,8	1,8	–	–	–	900 – 980	950	gelb
PLATINOR® M-Lot 910	88,7	2,0	–	0,1	–	4,0	–	5,2	–	–	–	–	850 – 920	910	gelb
PLATINOR® M-Lot 2	76,0	2,9	–	0,1	–	10,0	6,0	5,0	–	–	–	–	840 – 880	880	gelb
Lote für Gusslegierungen gem. DIN EN ISO 9333															
PLATINOR® CPF-Lot 2	73,0	0,5	–	x	–	12,5	–	14,0	–	–	–	–	690 – 720	710	gelb
PLATINOR® PF-Lot 1	74,0	0,9	–	0,1	–	12,0	7,0	6,0	–	–	–	–	800 – 850	850	gelb
PLATINOR® PF-Lot 2	74,0	0,5	–	x	–	11,0	1,0	13,5	–	–	–	–	690 – 730	720	gelb
PLATINOR® CF-Lot 1	55,0	–	4,1	x	–	30,7	–	4,4	2,4	3,4	–	–	720 – 890	890	gelb
PLATINOR® CF-Lot 2	52,0	–	2,6	x	–	35,2	–	4,4	2,4	3,4	–	–	690 – 890	800	gelb
PLATINOR® Lot 1	70,0	0,9	1,0	0,1	–	11,0	7,0	10,0	–	–	–	–	760 – 810	810	gelb
PLATINOR® Lot 2	70,0	0,9	0,5	0,1	–	12,0	4,5	12,0	–	–	–	–	730 – 770	760	gelb
Lote zum Löten von Edelmetallen an Co-Cr-Legierungen gem. DIN EN ISO 9333															
Stahlgold-Lot TS	42,0	–	3,0	x	x	24,4	16,5	4,0	–	7,0	3,0	–	670 – 770	750	gelb
Stahlgold-Lot NS	79,0	–	–	–	–	–	–	5,5	–	–	–	15,5	890 – 940	920	weiß

Lieferform: Bandlot in Lotrollen zu 5 g