

Bio-Dentallegierungen

BEDRA DENT®

Edelmetall-Dentallegierungen																
Legierungen	Massengehalte in % (x <= 0,1%)													Indikation	Empfehlung Laserdraht	Farbe
	Au	Pt	Pd	Ir	Ru	Rh	Ag	Cu	Zn	Sn	In	Mn	Ta			
Hochgoldhaltige Aufbrennlegierungen gem. DIN EN ISO 22674 und 9693																
BEDRA DENT® AL-3.4 BIO	86,5	10,4		0,1		0,9			1,5		0,2	0,1	0,3	1, 2, 5, 6	BEDRA DENT® AL-3.6 BIO	sattgelb
BEDRA DENT® AL-3 BIO	86,4	11,1			0,4				1,7			0,1	0,3	1, 2, 5, 6	BEDRA DENT® AL-3.6 BIO	sattgelb
BEDRA DENT® AL-3.6 BIO	86,0	11,4		0,1		0,9					1,0	0,2	0,4	1, 2, 4, 6	BEDRA DENT® AL-3.6 BIO	sattgelb
BEDRA DENT® ÖKO-2	26,0	10,0	25,0		1,0		33,0		4,0		1,0			1, 2, 5, 6, 7	BEDRA DENT® ÖKO-2	hellgelb
Universallegerungen gem. DIN EN ISO 22674 und 9693																
BEDRA DENT® UL-40	55,0		12,0	0,1			27,0		1,4	0,5	4,0			1, 2, 5, 6, 7, 8	AUROPLADENT® M	hellgelb
BEDRA DENT® ÖKO-1	26,0		22,0		1,0		47,0		2,0	1,0	1,0			1, 2, 5, 6, 7		hellgelb
Gusslegierungen gem. DIN EN ISO 22674																
BEDRA DENT® GL-1.4 BIO	84,6	9,9		0,1		0,9			4,5					1, 2, 5, 6, 7	BEDRA DENT® GL-1.4 BIO	gelb
BEDRA DENT® GL-2.6 BIO	72,0	3,3		0,1			13,7	10,4	0,5					1, 2, 5, 6, 7	BEDRA DENT® GL-2.6 BIO	gelb

Indikationen: 1: Inlays | 2: MOO-Inlays | 3: Brücken mittlerer Spannweite | 4: Brücken größerer Spannweite | 5: Brücken großer Spannweite | 6: Frästchnik | 7: Modellguss | 8: implantatgetragene Suprakonstruktionen.